

# Katalog Lagerungssysteme



Weitere Kataloge:

Patientenlifter

AIK-Produkte (Apparative Intermittierende Kompressionstherapie)

Dusch- und Toilettenstühle

## Willkommen bei cura domestica

cura domestica, der lateinische Begriff für Heimpflege - für uns nicht nur ein Begriff, sondern unsere Passion. Wir vereinigen österreichische Flexibilität, deutsche Zuverlässigkeit und tschechisches Preisniveau. Durch unseren tschechischen Vertrieb sind wir in der Lage deutsche Qualitätsprodukte zu fairen Preisen anzubieten. Unser Lager nahe der österreichischen Grenze ermöglicht es uns Kunden in Tschechien und Österreich, aber auch in anderen Ländern, durch unseren Spediteur zeitnah zu beliefern. Angehörige zu Hause zu pflegen ist eine große Herausforderung, die cura domestica Ihnen erleichtert. Das fängt schon bei der Auswahl der geeigneten Produkte an. Wir legen Ihnen unser Standardbett ans Herz, welches in den meisten Fällen das Richtige für Sie ist. Sollten Sie dennoch ein Spezialprodukt benötigen, werden wir dies selbstverständlich für Sie organisieren.

In Österreich werden aktuell ca. 80 % der pflegebedürftigen Menschen von Angehörigen zu Hause gepflegt. Durch unsere Produkte kann nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus ein nahtloser Übergang in die häusliche Pflege gewährleistet werden.

- qualitativ

Unsere Lieferanten sind deutsche Firmen mit langjähriger Erfahrung in ihrem Bereich. Wir wissen, wie wichtig ein zuverlässig funktionierendes, stabiles Pflegebett und eine bequeme, auf die Bedürfnisse von Patienten zugeschnittene Matratze ist.

- innovativ

Pflege zu Hause ist aufwändig. Wir erleichtern Ihnen diese Herausforderung. Sagen Sie uns, was Sie benötigen, und wir erstellen Ihnen unverbindlich Angebot und Preisvergleich.

Sie stehen vor der Entscheidung, ob Sie ein Pflegebett mieten oder kaufen sollen? Machen Sie sich darüber keine Gedanken mehr und nehmen Sie unseren Pflegebetten-Rückkauf in Anspruch, wenn Sie das Pflegebett nicht mehr benötigen.

- preiswert

Pflege zu Hause ist teuer. Durch unsere Vertriebswege können wir Ihnen in ganz Österreich, Tschechien und den umliegenden Ländern Produkte zu fairen Preisen anbieten.

## Unsere Pflegebetten

Im Bereich Pflegebetten bieten wir ausschließlich elektrische Pflegebetten an. Es kann sowohl die Höhe des Bettes als auch Kopf- und Fußteil mittels Fernbedienung verstellt werden. Die Betten können mit diversem Zubehör auf ihre Anforderungen abgestimmt werden.



### Dali II / 24V

- das wirtschaftliche Pflegebett
- Standard-Pflegebett mit jeglichem Komfort

### Allura II / 24V

- Schwerlastbett mit niedriger Einstiegshöhe
- Bis 185 kg Körpergewicht



### Dali II / 24V Low Entry

- Standard-Pflegebett mit niedriger Einstiegshöhe (22 cm)

**Pflegebett  
Burmeier Dali II/24 Volt**



- **Elektrische Verstellung** von Höhe (ca. 40-80 cm), Rückenlehne, Oberschenkellehne
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Liegefläche 90 x 200 cm (4-geteilt, Metall)
- Einzeln feststellbare Laufrollen
- Außenabmessungen 101 x 212 cm
- Seitengitter-Schutzhöhe von ca. 38 cm. Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitengittererhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden.
- Für Patienten **bis 145 kg Körpergewicht**
- Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern
- Langlebiges Linak-Antriebssystem
- Wohnliches Ambiente durch Holzdekor (Buche)
- Aufrichter inkl. Triangelgriff
- Höchste Sicherheit für den Pflegebedürftigen
- Stromersparnis, weil die Spannungsversorgung bei Nicht-Betätigung im Stand-by Modus ist
- **Kein Elektromog** am Pflegebett
- Ergonomisch geformter Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Auch zum Alleinaufbau ohne Werkzeug geeignet.

**Pflegebett**  
**Burmeier Allura II/24 Volt**  
(Schwerlastbett mit niedriger Einstiegs-  
höhe)



- **Elektrische Verstellung** von Höhe (ca. 30-80 cm), Rückenlehne, Oberschenkel-  
lehne
- Fußtieflagerung durch Schwenken der  
Liegefläche einstellbar
- Liegefläche 90 x 200 cm (4-geteilt, Fe-  
derholzleisten)
- Einzeln feststellbare Laufrollen
- Außenabmessungen 101 x 224 cm
- Seitengitter-Schutzhöhe von ca. 40 cm.  
Matratzen und Dekubitussysteme von  
max. 16-18 cm Stärke können auch ohne  
adaptierbare Seitengittererhöhungen in  
das Pflegebett eingelegt werden.
- Für Patienten **bis 185 kg Körperge-  
wicht**
- Unterfahrbarkeit mit allen handelsübli-  
chen Liftern
- Langlebiges Linak-Antriebssystem
- Wohnliches Ambiente durch Holzdekor  
(Buche)
- Aufrichter inkl. Triangelgriff
- Höchste Sicherheit für den Pflegebedürf-  
tigen
- Stromersparnis, weil die Spannungsver-  
sorgung bei Nicht-Betätigung im Stand-  
by Modus ist
- **Kein Elektromog** am Pflegebett
- Ergonomisch geformter Handschalter mit  
selektiver Sperrfunktion
- Auch zum Alleinaufbau ohne Werkzeug  
geeignet.

**Pflegebett**  
**Burmeier Dali LowEntry 24 Volt**  
(Pflegebett mit niedriger Einstiegshöhe)



- **Elektrische Verstellung** von Höhe (ca. 22-62 cm), Rückenlehne, Oberschenkel- lehne
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Liegefläche 90 x 200 cm (4-geteilt, Metall)
- Einzeln feststellbare Laufrollen
- Außenabmessungen 101 x 212 cm
- Für Patienten **bis 135 kg Körpergewicht**
- Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern
- Langlebiges Linak-Antriebssystem
- Wohnliches Ambiente durch Holzdekor (Buche)
- Aufrichter inkl. Triangelgriff
- Höchste Sicherheit für den Pflegebedürftigen
- Stromersparnis, weil die Spannungsversorgung bei Nicht-Betätigung im Stand-by Modus ist
- **Kein Elektrosmog** am Pflegebett
- Ergonomisch geformter Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Auch zum Alleinaufbau ohne Werkzeug geeignet.

## Zubehör

### Zusatzfüllung für das Bettende



- Zur optischen Aufwertung des Pflegebettes
- Auch nachträglich montierbar

### Aufsteckbarer Seitengitterholm für Dali II



- Für erhöhte Sicherheit des Patienten
- Auch nachträglich montierbar

### Bettverlängerung



- Für große Patienten kann die Liegefläche um 20 cm auf insgesamt 220 cm verlängert werden
- Inkl. 4 längeren Holmen
- Auch nachträglich montierbar

## Unsere Schaumstoffmatratzen & Hybrid-Systeme

Alle unsere Matratzen sind hochwertige Medizinprodukte. Sie bieten hohen Liegekomfort für Jedermann und sind sowohl zur Dekubitusprophylaxe als auch -therapie geeignet.

### Anti-Dekubitusmatratze SLK FoamCare Comfort 120/140 (weitere Maße auf Anfrage)



- 5-schichtiger hochwertiger Kaltschaumkern mit Konturschnitten im Kopf-, Schulter-, Hüft-, Bein- und Fußbereich
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- Optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- Maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Für Patienten von **30 bis 130 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie II** nach EPUAP
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Norm
- Hervorragendes Mikroklima
- Bezug und Schaum getestet nach Oeko-Tex®-Standard 100, Schaum FCKW-frei
- Maße: 12/14 x 90 x 200 cm – weitere Maße auf Anfrage
- **Bezug:** Polyurethan (PU) - Bi-Stretch 175 gr/m<sup>2</sup>, wasserdicht, hautfreundlich, atmungsaktiv, antimikrobiell, **waschbar** bis 90°C, wasserdichter Reißverschluss
- Schaumstoff: 5-Zonen-Schaumstoff, Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>

**Anti-Dekubitusmatratze  
SLK ProfiSoft Comfort 150**  
(weitere Maße auf Anfrage)



- 3-schichtige Komfortmatratze mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- Optimale Druckentlastung durch spezielle Profilschnitte, einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- Maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Für Patienten von **30 bis 180 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie III** nach EPUAP
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Norm
- Hervorragendes Mikroklima
- Bezug und Schaum getestet nach Oeko-Tex®-Standard 100, Schaum FCKW-frei
- Maße: 15 x 90 x 200 cm – weitere Maße auf Anfrage
- **Bezug:** Polyurethan (PU) - Bi-Stretch 175 gr/m<sup>2</sup>, wasserdicht, hautfreundlich, atmungsaktiv, antimikrobiell, **waschbar** bis 90°C, wasserdichter Reißverschluss
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff, Raumgewicht 45/50/35 kg/m<sup>3</sup>

**Anti-Dekubitusmatratze  
SLK ViscoCare Comfort 150**  
(weitere Maße auf Anfrage)



- Profiliertes, viskoelastisches Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- Einsinkverhalten mit Memoeffekt
- Optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- Maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Für Patienten von **30 bis 200 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie III** nach EPUAP
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Norm
- Hervorragendes Mikroklima
- Bezug und Schaum getestet nach Oeko-Tex®-Standard 100, Schaum FCKW-frei
- Maße: 15 x 90 x 200 cm – weitere Maße auf Anfrage
- **Bezug:** Polyurethan (PU) - Bi-Stretch 175 gr/m<sup>2</sup>, wasserdicht, hautfreundlich, atmungsaktiv, antimikrobiell, **waschbar** bis 90°C, wasserdichter Reißverschluss
- Schaumstoff: Noppenschaumstoff, Raumgewicht 50/40 kg/m<sup>3</sup>

**Anti-Dekubitus-Hybridsystem  
SLK GreenCare**



- **Matratzenersatzsystem** (es wird keine zusätzliche Matratze mehr benötigt)
- Non-energetisches Hybridsystem
- Automatische Druckventil-Regulierung (AVR)
- 8 miteinander verbundene Zellen (Foam in Cell – integrierter Zellkern aus PU-Schaum, einzeln entnehmbare Zellen)
- Randzonenverstärkung unterstützt beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante (längsseitig 10 cm, Kopfbereich 35 cm aus festem Kaltschaum)
- Obere Schaumschicht mit Würfelstruktur in 5-Zonen-Einteilung
- Spürbare Reduktion des Auflagedrucks
- Passt sich flexibel den Bewegungen des Patienten an
- Für Patienten von **20 bis 195 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie IV** nach EPUAP
- Bei niedrigem bis hohem Risiko von Druckgeschwüren (Wundliegen)
- Geeignet für (teil-)mobile Patienten
- **Bezug:** Nylon-Polyurethan, atmungsaktiv, wasserabweisend, **waschbar** bis 60°C
- Bezug hilft Reibung und Scherkräfte zu reduzieren
- Keine Energiekosten, keine elektrischen oder mechanischen Teile
- Maße: 18 x 90 x 200 cm
- 2 Jahre Garantie

**Anti-Dekubitus-Hybridsystem  
SLK BlueCare**



- **Auflagesystem** (es wird eine Matratze als Unterlage benötigt)
- Energetisches Hybridsystem
- Aktive Druckentlastung durch 3:1 Wechseldruck
- 10 einzeln herausnehmbare PU-Zellen mit integriertem Zellkern aus PU-Schaumstoff
- Randzonenverstärkung unterstützt beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- Für den Einsatz in der Schmerztherapie
- Für Patienten von **20 bis 180 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie IV** nach EPUAP
- Bei mittlerem bis hohem Risiko von Druckgeschwüren (Wundliegen)
- Statik- und Wechseldruckmodus
- **Bezug:** Nylon-Polyurethan, atmungsaktiv, wasserabweisend, **waschbar** bis 60°C
- Bezug hilft Reibung und Scherkräfte zu reduzieren
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 10 Watt/Stunde bzw. 87,6 kWh/Jahr
- Maße Auflage: 18 x 90 x 200 cm
- 2 Jahre Garantie auf Aggregat und Auflage


## Unsere Wechseldruckmatratzen & Sitzkissen

	Eco 1+2	Eco 3+4	SLK I	SLK II	SLK III	SLK IV	Pain& Therapy	Kiddy Care
bis Dekubitus Kategorie	II	IV	II	III	III	IV	IV	IV
Patientengewicht in kg	30-140	30-140	40-110	40-135	40-195	40-250	30-135	3-75
Matratzen-ersatzsystem	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Überlänge erhältlich	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	nein

### Wechseldruckmatratze SLK Eco 1+2



- **Auflagesystem** (es wird eine Matratze als Unterlage benötigt)
- Großzelliges Wechseldrucksystem mit 17 Nylon-Luftzellen
- Für Patienten von **30 bis 140 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie II** nach EPUAP
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Atmungsaktiver, wasserabweisender Bezug
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 10 Watt/Stunde bzw. 87,6 kWh/Jahr
- Maße Aggregat: 15 x 25 x 15 cm (H x B x T)
- Maße Auflage: 16 x 90 x 200 cm
- 2 Jahre Garantie auf Aggregat und Auflage




**Wechseldruckmatratze  
SLK Eco 3+4**




- **Auflagesystem** (es wird eine Matratze als Unterlage benötigt)
- Großzelliges Wechseldrucksystem
- 17 Polyurethan (PU)-beschichtete Nylonzellen
- Für Patienten von **30 bis 140 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie IV** nach EPUAP
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Atmungsaktiver, wasserabweisender Soft Care Tex™-Bezug
- Bezug hilft Reibung und Scherkräfte zu reduzieren
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 10 Watt/Stunde bzw. 87,6 kWh/Jahr
- Maße Aggregat: 15 x 25 x 15 cm (H x B x T)
- Maße Auflage: 16 x 90 x 200 cm
- 2 Jahre Garantie auf Aggregat und Auflage

**Wechseldruckmatratze  
SLK I**



- **Auflagesystem** (es wird eine Matratze als Unterlage benötigt)
- Großzelliges Wechseldrucksystem (14 cm hoch)
- 17 Polyurethan (PU)-beschichtete Nylonzellen mit 9 Luftstromzellen
- Für Patienten von **40 bis 110 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie II** nach EPUAP
- Bei niedrigem bis mittlerem Risiko von Druckgeschwüren (Wundliegen)
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Atmungsaktiver, wasserabweisender Soft Care Tex™-Bezug, waschbar bei 60°C
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Inkl. robuster Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 10 Watt/Stunde bzw. 87,6 kWh/Jahr
- Maße Aggregat: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- Maße Auflage: 14 x 90 x 200 cm
- 3 Jahre Garantie auf Aggregat und Auflage

**Wechseldruckmatratze  
SLK II**  
(Überlänge erhältlich)



- **Auflagesystem** (es wird eine Matratze als Unterlage benötigt)
- Großzelliges Wechseldrucksystem (14 cm hoch) mit Statikfunktion
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Für Patienten von **40 bis 135 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie III** nach EPUAP
- Bei mittlerem bis erhöhtem Risiko von Druckgeschwüren (Wundliegen)
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Atmungsaktiver, wasserabweisender Soft Care Tex™-Bezug, waschbar bei 60°C
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Inkl. robuster Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 20 Watt/Stunde bzw. 175,2 kWh/Jahr
- Maße Aggregat: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- Maße Auflage: 14 x 90 x 200 cm – auch in Überlänge (220 cm) erhältlich
- 3 Jahre Garantie auf Aggregat und Auflage

**Wechseldruckmatratze  
SLK III**  
(Überlänge erhältlich)



- **Matratzenersatzsystem** (es wird keine zusätzliche Matratze mehr benötigt)
- Hochzelliges Wechseldrucksystem (21 cm hoch)
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) überwacht den Zellendruck
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Für Patienten von **40 bis 195 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie III** nach EPUAP sowie mittlerem bis erhöhtem Dekubitus-Risiko
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Cell-in-Cell System
- Atmungsaktiver, wasserabweisender Soft Care Tex™-Bezug, waschbar bei 60°C
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Inkl. robuster Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 20 Watt/Stunde bzw. 175,2 kWh/Jahr
- Maße Aggregat: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- Maße Matratze: 21 x 90 x 200 cm – auch in Überlänge (220 cm) erhältlich
- 3 Jahre Garantie auf Aggregat und Matratze

**Wechseldruckmatratze  
SLK IV mit Pulsation**  
(Überlänge erhältlich)



- **Matratzenersatzsystem** (es wird keine zusätzliche Matratze mehr benötigt)
- Hochzelliges Pulsationssystem (26 cm hoch)
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Für Patienten von **40 bis 250 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie IV** nach EPUAP sowie hohem Dekubitus-Risiko
- Statik- und Pulsationsmodus (spezieller computergesteuerter Modus, bei dem Spitzendrücke vermieden werden)
- Cell-in-Cell System
- Atmungsaktiver, wasserabweisender Soft Care Tex™-Bezug, waschbar bei 60°C
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Inkl. Spezialkissen zur Fersenfreilaagerung und Spitzfußprophylaxe sowie robuster Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 20 Watt/Stunde bzw. 175,2 kWh/Jahr
- Maße Aggregat: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- Maße Matratze: 26 x 90 x 200 cm – auch in Überlänge (220 cm) erhältlich
- 3 Jahre Garantie auf Aggregat und Matratze

**Wechseldruckmatratze  
SLK Pain & Therapy mit Pulsation**  
(Überlänge erhältlich)



- **Matratzenersatzsystem** mit eingelegtem 5 cm hohem Schaumstoff (es wird keine zusätzliche Matratze mehr benötigt)
- Großzelliges Pulsationssystem
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Für Patienten von **30 bis 135 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie IV** nach EPUAP sowie hohem Dekubitus-Risiko
- Statik- und Pulsationsmodus (spezieller computergesteuerter Modus, bei dem Spitzendrücke vermieden werden)
- Atmungsaktiver, wasserabweisender Soft Care Tex™-Bezug, waschbar bei 60°C
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Inkl. robuster Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 20 Watt/Stunde bzw. 175,2 kWh/Jahr
- Maße Aggregat: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- Maße Matratze: 14 x 90 x 200 cm – auch in Überlänge (220 cm) erhältlich
- 3 Jahre Garantie auf Aggregat und Matratze

**Wechseldruckmatratze  
SLK KiddyCare mit Pulsation**




- **Matratzenersatzsystem** (es wird keine zusätzliche Matratze mehr benötigt)
- Pulsationssystem für Kinder
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- 36 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 8 Luftstromzellen, speziell für die Anatomie von Kindern gestaltet
- Für Kinder von **3 bis 75 kg Körpergewicht**
- **Bis Dekubitus Kategorie IV** nach EPUAP sowie hohem Dekubitus-Risiko
- Statik- und Pulsationsmodus (spezieller computergesteuerter Modus, bei dem Spitzendrücke vermieden werden)
- Atmungsaktiver, wasserabweisender Soft Care Tex™-Bezug, waschbar bei 60°C
- Schnellentlüftung für Notfallsituationen
- Inkl. robuster Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Steuereinheit 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 20 Watt/Stunde bzw. 175,2 kWh/Jahr
- Maße Aggregat: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- Maße Matratze: 17 x 70 x 140 cm
- 3 Jahre Garantie auf Aggregat und Matratze

**Schaumstoffunterlage  
für Wechseldruckmatratzen  
(Auflagesystem)**



- Schaumstoffunterlage für SLK Wechseldruckmatratzen (**Auflage-system**)
- Maße Matratze: 4 x 90 x 200 cm

**Wechseldruck-Sitzkissen  
SLK FreeChair**



- **Akkubetriebenes** Wechseldruck-Sitzkissen mit viskoelastischer Randzonenverstärkung
- Wählbare Wechseldruckintervalle
- Für Patienten von **30 bis 100 kg Körpergewicht**
- Für überwiegend sitzende Patienten
- **Bis Dekubitus Kategorie IV** nach EPUAP
- Bei geringem bis mäßigem Risiko von Druckgeschwüren (Wundsitzen)
- Statikfunktion zur Weichlagerung
- Bezug waschbar bei 40-60°C
- Aggregat kann mit Hilfe der mitgelieferten Tasche sicher am (Roll-)Stuhl fixiert werden
- Inkl. Transporttasche für das Aggregat, 2 programmierbaren Steuergeräten inkl. Akku, 1 Ladegerät
- Netzgerät: primär 230 V / 50 Hz, sekundär 12 V / 18 Watt
- Akku: 6 V Ni-MH / 2300 mAh
- Maße Aggregat: 12,6 x 25 x 5,6 cm (H x B x T)
- Maße Sitzkissen: 7 x 43 x 43 cm (H x B x L)
- 3 Jahre Garantie auf Aggregat und Sitzkissen

## So erreichen Sie uns:

Telefon: +43 676 422 07 02

Skype: cura.domestica

eMail: [office@cudo.eu](mailto:office@cudo.eu)

Internet: [www.cudo.eu](http://www.cudo.eu)

Facebook: [www.facebook.com/cudo.praha](http://www.facebook.com/cudo.praha)

Google+: [www.google.com/+CudoEu](http://www.google.com/+CudoEu)

Geschäftsführung:



Sabine Diemt